



Amielle

Comfort

4 TAILLES ÉCHELONNÉES



9cm x 20mm



Verrouillage automatique



11cm x 25mm



14cm x 30mm



16cm x 35mm



Poignée à visser

- 4 tailles échelonnées permettant un soin progressif.
- Surface très douce offrant un confort optimal.
- Poignée ergonomique facilitant l'insertion et le retrait du dilateur.
- Matériel de qualité médicale, prêt-à-l'emploi, livré dans une trousse discrète.
- Gel lubrifiant et goupillon de nettoyage inclus.

Amielle Comfort

Amielle Comfort permet de restaurer la confiance en soi en apprenant progressivement à maîtriser son corps et cela tout en douceur. Son utilisation régulière favorise aussi la souplesse vaginale et la détente des muscles pelviens.

Amielle Comfort s'adresse aux femmes souffrant de vaginisme, de dyspareunies, du syndrome de Rokitansky ou ayant subi une intervention nécessitant une rééducation de la cavité vaginale.

Comment utiliser Amielle Comfort ?

Il est recommandé de faire ses exercices au calme en s'assurant de ne pas être dérangé. Un bain peut favoriser la détente du corps.

La position recommandée est allongée sur le dos, les genoux pliés et légèrement écartés. On peut aussi se tenir debout avec un pied posé sur une chaise.



1

Choisissez le plus petit dilateur. Vissez-le sur la poignée jusqu'à ce qu'il se bloque (1). Enduisez l'extrémité du dilateur avec du gel lubrifiant. Appliquez-en une petite quantité à l'entrée du vagin.



2

Introduisez délicatement le dilateur dans votre vagin le plus profondément possible sans forcer (2) et laissez le dilateur en place jusqu'à 5 minutes*. Il se peut qu'au début vous ne puissiez tolérer dans votre vagin que le bout du dilateur, cela est parfaitement normal.

Il est conseillé de répéter l'exercice quotidiennement.

Quand vous êtes à l'aise avec le plus petit dilateur, vous pouvez utiliser la taille supérieure et ainsi de suite jusqu'au plus grand.

* Respectez les recommandations de votre thérapeute.

Amielle Comfort

BON DE COMMANDE

- 1 trousse
- 4 dilateurs vaginaux
- 1 poignée
- 1 goupillon de nettoyage
- 1 tube de gel lubrifiant

**Le kit complet Amielle Comfort est vendu 45 € TTC
(frais de port offerts en France métropolitaine)**

Madame Mademoiselle Monsieur
 Nom: Prénom:
 Adresse:

 Code postal: Ville:

ADRESSE DE LIVRAISON
(si différente)

Madame Mademoiselle Monsieur
 Nom: Prénom:
 Adresse:

 Code postal: Ville:

Envoyez votre commande à :

OWEN MUMFORD - BP444 27204 VERNON CEDEX - FRANCE

Joignez impérativement votre règlement de 45 € avec votre commande

Cachet du thérapeute

 **OWEN MUMFORD**
Making a World of Difference